


Расходные материалы для микробиологии



Чашки Петри.....	3
Микробиологические петли, иглы	5
Пипетки Пастера	6
Пипетки серологические	7
Пробирки пластиковые.....	8
Пробирки с крышкой.....	10
Пробирки для центрифугирования.....	11
Пробирка с палочкой-тампоном (Swab).....	12
Микропробирки.....	13
Штативы	14
Крышки/пробки для пробирок.....	16
Планшеты культуральные	17
Наконечники для пипеток Eppendorf	18

Чашки Петри

Чашки Петри

Чашки Петри изготовлены из прозрачного полистирола. Благодаря сочетанию прочности с высокой степенью прозрачности, они подходят для любых микробиологических работ, в том числе, с применением аппаратов автоматического разлива питательных сред. Не деформируются при температуре до 75 °С. Выпускаются как с вентиляционными отверстиями для газообмена и предотвращения конденсации, так и без них.

Код	Размеры, мм	Фасовка, шт	Стерильность
LK9001	150x15 мм	10	Стерильные
LK9002	90x20 мм	10	Стерильные
LK9004-J	90x15 мм	10	Стерильные
LK9004-J 3 vents	90x15 мм 3 вент. отверстия	10	Стерильные
LK9004-M	90x15 мм для автоматич. разлива	10	Стерильные
LK9005	70x15 мм	10	Стерильные
LK9007	50x15 мм	10	Стерильные
LK9008	30x15 мм	10	Стерильные



Двухсекционные чашки Петри

Помимо обычных чашек Петри, имеются двухсекционные чашки. Их использование является особенно экономичным, поскольку позволяет не только снижать расход сред на основе агара, но и наносить один образец сразу на 2 среды.

Код	Размеры, мм	Фасовка, шт	Стерильность
LK9003	90x15 мм	10	Стерильные



Контактные чашки Петри

Контактные чашки Петри имеют разливованную поверхность для удобного подсчета образовавшихся колоний микроорганизмов на 1 см².

Код	Размеры, мм	Фасовка, шт	Стерильность
LK9001	150x15 мм	10	Стерильные



Код	Размеры, мм	Фасовка, шт	Стерильность
LK9006	65x15 мм	10	Стерильные



Микробиологические петли, иглы

Материал изготовления – полистирол.

Стерилизация – облучением.

Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LK9020	10 мкл	10	Стерильные
LK9021	1 мкл	10	Стерильные
LK9022	игла	10	Стерильные



Пипетки Пастера

Пластиковые пипетки Пастера с рабочим объёмом до 5 мл. Это мягкие одноразовые градуированные полипропиленовые пипетки с тонким острым носиком и резервуаром-грушей для забора жидкости. Обеспечивают идеальные условия для переноса жидкостей. Пипетки упакованы индивидуально или по 10, 250 штук для удобства работы.


Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LF9014	35 мкл	10 шт	Стерильные
LF9015	1 мл	10 шт	Стерильные
LF9016	3 мл	10 шт	Стерильные
LF9015-1	1 мл	1 шт	Стерильные
LF9016-1	3 мл	1 шт	Стерильные
LF9015-2	1 мл	250 шт	Стерильные/ нестерильные
LF9016-2	3 мл	250 шт	Стерильные/ нестерильные

Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LF9016-3	3,5 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные
LF9016-4	1 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные

Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LF9016-5	3,5 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные
LF9016-6	1 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные

Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LF9016-7	5 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные
LF9016-8	1 мл (тонкий носик)	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные

Код	Размеры	Фасовка, шт	Стерильность
LF9016-9	2 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные
LF9016-10	0,5 мл	10 шт/ 250 шт	Стерильные/ нестерильные



Пипетки серологические

Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей. Пипетки производятся из полистирола высокой степени прозрачности при строгом соблюдении цветовой кодировки объемов. Точность дозирования обеспечивается четкостью градуировки до 0,1 мл с допуском 2%.

Имеются пипетки на 1, 2, 5, 10, 25 и 50 мл. Они упакованы индивидуально или россыпью. Апиrogenные, стерильные. Международная цветовая маркировка. Большой объем пипетирования и различные способы использования благодаря отрицательной градуировке.

Совместимы с большинством пипеттаторов.

Жидкость не задерживается в пипетке и гарантированно полностью вытекает.

Градуировка графическая, черная, ясная и четкая, устойчива к стиранию и смыванию.

Код	Объем, мм	Градуировка	Отрицательный объем	Цветовой код	Фасовка, шт	Стерильность
LP8010	1	0,01	-0,4	желтый	1 шт	Стерильные, апиrogenные
LP8020	2	0,01	-0,4	зеленый	1 шт	Стерильные, апиrogenные
LP8050	5	0,1	-2,5	синий	1 шт	Стерильные, апиrogenные
LP8100	10	0,1	-3	красный	1 шт	Стерильные, апиrogenные
LP8250	25	0,2	-8	фиолетовый	1 шт	Стерильные, апиrogenные
LP8500	50	1,0	-10	черный	1 шт	Стерильные, апиrogenные

Код	Объем, мм	Градуировка	Отрицательный объем	Цветовой код	Фасовка, шт	Стерильность
LP8012	1	0,01	-0,4	желтый	100 шт	Стерильные/ нестерильные
LP8022	2	0,01	-0,4	зеленый	100 шт	Стерильные/ нестерильные
LP8052	5	0,1	-2,5	синий	50 шт	Стерильные/ нестерильные
LP8102	10	0,1	-3	красный	50 шт	Стерильные/ нестерильные
LP8252	25	0,2	-8	фиолетовый	50 шт	Стерильные/ нестерильные
LP8502	50	1,0	-10	черный	25 шт	Стерильные/ нестерильные

Пробирки пластиковые

Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9001	10	15x100 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9002	7	13x100 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9003	5,5	13x78 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9004	3,5	12x60 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9005	5	12x75 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9006	5,5	12x78 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9012	5	12x75 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9013	5	12x75 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9014	2,8	10x70 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9015	5	15x100 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9016	12 с крышкой		ПС	Стерильные/нестерильные
LG9017	12		ПС	Стерильные/нестерильные
LG9017-1	12 с крышкой		ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9018	5,5	13x75 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9019	4,5	15x50 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9020	5,5	13x78 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9021	5	12x75 мм	ПС/ПП	Стерильные/нестерильные



Пробирки с крышкой

Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9007	6	16x53 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9008	3	14x41 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Размеры, мм	Материал	Стерильность
LG9009	7	13x100 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9010	5	12x75 мм	ПС	Стерильные/нестерильные
LG9011	3,5 (без крышки)	12x60 мм	ПС	Стерильные/нестерильные



Пробирки для центрифугирования

Конические пробирки, стерильные, надетой резьбовой крышкой, черной и белой градуировкой и местом для записи.

Выпускаются пробирки с коническим дном и конические снабженные поддерживающей юбкой для устойчивости на плоскости.

Код	Объем, мл	Материал	Градуировка	Стерильность
LD9001	50	ПП	Черная/белая	Стерильные/ нестерильные
LD9003	15	ПП	Черная/белая	Стерильные/ нестерильные



Код	Объем, мл	Материал	Градуировка	Стерильность
LD9002	50	ПП	Черная/белая	Стерильные/ нестерильные



Код	Объем, мл	Материал	Стерильность
LD9004	50	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9005	15	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9006	10	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9008	5+крышка	ПП	Стерильные/нестерильные



Пробирка с палочкой-тампоном (Swab)

Индивидуально упакованные аппликаторы в стерильных пробирках. Пробирка гарантирует полную безопасность образца и персонала. Применяются в случаях, когда время от забора материала до пересева в лаборатории не превышает двух часов.

Код	Размеры, мм	Материал	Фасовка	Стерильность
LG9022	13x150 мм	Дерево+хлопок	150 шт	Стерильные
LG9023	13x75 мм	Дерево+хлопок	150 шт	Стерильные



Микропробирки

Код	Объем, мл	Материал	Стерильность
LD9009	2	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9010	1,5	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9011	0,5	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9012	0,2	ПП	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Материал	Стерильность
LD9010-1	1,5	ПП	Стерильные/нестерильные



Код	Объем, мл	Цвет крышки	Крышка	Материал	Стерильность
LD9017	1,5	зеленая	Сцепленная с пробиркой, резьба	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9018	1,5	красная	Сцепленная с пробиркой, резьба	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9019	0,5	голубая	резьба	ПП	Стерильные/нестерильные
LD9020	0,2	красная	резьба	ПП	Стерильные/нестерильные



Штативы

Штативы для пробирок

Код	Размеры, мм	Диаметр пробирок, мм
LN9001	40 гнезд	18
LN9001	50 гнезд	15
LN9001	50 гнезд	13




Код	
LN9018	Универсальный штатив
LN9019	Двойной универсальный штатив




Штативы под пробирки для центрифугирования

Код	Объем пробирок, мл
LN9013	50, 15




Штативы для микропробирок

Код	Размеры, мм	Объем пробирок, мл
LD9021	105 гнезд	0,5
LN9022	72 гнезда	1,5




Код	Размеры, мм	Объем пробирок, мл
LD9023	81 гнездо	1,5
LN9024	Двухцелевой	




Держатели для пробирок

Код	Размеры, мм	Диаметр пробирок, мм
LN9004	102 штыря	18
LN9005	66 штырей	15



Крышки/пробки для пробирок

Код	Диаметр, мм
LH9010 (a,c,d)	13
LH9011 (b)	13
LH9011-1 (g,l)	13
LH9012 (e)	15
LH9006 (h)	12
LH9014 (f)	12



Планшеты культуральные

Планшеты культуральные

Код	Кол-во лунок	Фасовка, шт	Форма	Стерильность
LF9001	72	1		Стерильные
LF9001	40	1		Стерильные
LF9001	96	1	U-образное дно	Стерильные
LF9001	96	1	Плоское дно	Стерильные



Код	Кол-во лунок	Фасовка, шт	Стерильность
LF9004	24	1	Стерильные
LF9008	20	1	Стерильные



Код	Кол-во лунок	Фасовка, шт	Примечание	Стерильность
LF9005	96	1	12 стрипов, с возможностью разделения на отдельные лунки по 8 лунок	Стерильные



Наконечники для пипеток Eppendorf


Наконечники для пипеток Eppendorf

Код	Тип наконечника	Стерильность
LE9007	200-1000 мкл	Стерильные/нестерильные
LE9008	10-300 мкл	Стерильные/нестерильные
LE9009	10 мкл 4x49 мм	Стерильные/нестерильные



Наконечники для пипеток Gilson

Код	Тип наконечника	Стерильность
LE9010	10 мкл 5x32 мм	Стерильные/нестерильные
LE9010-1	10 мкл 5x32 мм с фильтром	Стерильные/нестерильные
LE9011	10-200 мкл 6x50 мм	Стерильные/нестерильные
LE9012	10-200 мкл 6x50 мм	Стерильные/нестерильные
LE9013	200-1000 мкл 8x71мм	Стерильные/нестерильные



Универсальные наконечники

Код	Тип наконечника	Количество в коробке	Стерильность
LE9022	1000 мкл	100 шт	Стерильные/нестерильные
LE9023	200 мкл	200 шт	Стерильные/нестерильные





Санкт-Петербург

Разъезжая ул., 5, оф. 142
(812) 320-60-48
ke@labdepot.ru

Москва

Семеновский пер., 15, оф. 817
(495) 225-75-61
al@labdepot.ru

Екатеринбург

ул. Грибоедова, 32/20, оф. 505
(343) 370-84-51
ev@labdepot.ru

Самара

ул. Мичурина, 74
(846) 269-77-95
pl@labdepot.ru